

Rab5 (YD15401) Rabbit mAb

货号: **AYD11781**

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC-P ICC/IF FC IP
推荐浓度	
理论分子量	24kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	MCF7,Mouse brain,Rat brain
细胞定位	Cell membrane, Early endosome membrane, Melanosome, Cytoplasmic vesicle, Cell projection, ruffle, Membrane, Cytoplasm, cytosol, phagosome membrane, Endosome membrane
纯化	

抗原信息




抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	RAB5A (RAB5A, member RAS oncogene family) is a protein-coding gene. Diseases associated with RAB5A include borna disease, and venezuelan equine encephalitis. GO annotations related to this gene include G DP binding and GTP binding. An important paralog of this gene is RAB20.
基因ID	5868
基因名	RAB5A
Swiss	P20339

别名	Rab5 (YD15401)
----	----------------

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn