

# IMP3 (YD15161) Rabbit mAb

货号: **AYD11797**

## 产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB ICC/IF FC IP
推荐浓度	
理论分子量	64kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	HeLa,BxPC-3,SGC-7901,NIH/3T3,293T,HepG2
细胞定位	Nucleus, Cytoplasm, P-body, Stress granule
纯化	

## 抗原信息



抗原信息	
------	--

## 靶点信息

研究背景	The protein encoded by this gene is primarily found in the nucleolus, where it can bind to the 5' UTR of the insulin-like growth factor II leader 3 mRNA and may repress translation of insulin-like growth factor II during late development. The encoded protein contains several KH domains, which are important in RNA binding and are known to be involved in RNA synthesis and metabolism. A pseudogene exists on chromosome 7, and there are putative pseudogenes on other chromosomes.
基因ID	10643
基因名	IGF2BP3
Swiss	O00425

别名	IMP3 (YD15161)
----	----------------

## 产品验证



## 实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn)