

Synaptophysin (YD15438) Rabbit mAb

货号: **AYD11816**

产品信息

反应	Human, Mouse, Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC ICC/IF
推荐浓度	
理论分子量	34kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	SH-SY5Y,Mouse lung,Mouse kidney,Rat lung
细胞定位	Cytoplasmic vesicle, secretory vesicle, synaptic vesicle membrane, Synapse, synaptosome
纯化	

抗原信息




抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	This gene encodes an integral membrane protein of small synaptic vesicles in brain and endocrine cells. The protein also binds cholesterol and is thought to direct targeting of vesicle-associated membrane protein 2 (synaptobrevin) to intracellular compartments. Mutations in this gene are associated with X-linked mental retardation (XLMR).
基因ID	6855
基因名	SYP
Swiss	P08247

别名	Synaptophysin (YD15438)
----	-------------------------

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn