

FOXA1 (YD16006) Rabbit mAb

货号: **AYD11828**

产品信息

反应	Human, Mouse, Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC ICC/IF FC
推荐浓度	
理论分子量	49kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Rat testis
细胞定位	Nucleus
纯化	

抗原信息




抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	This gene encodes a member of the forkhead class of DNA-binding proteins. These hepatocyte nuclear factors are transcriptional activators for liver-specific transcripts such as albumin and transthyretin, and they also interact with chromatin. Similar family members in mice have roles in the regulation of metabolism and in the differentiation of the pancreas and liver.
基因ID	3169
基因名	FOXA1
Swiss	P55317

别名	FOXA1 (YD16006)
----	-----------------

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn