

PPOX (YD34618) Rabbit mAb

货号: **AYD11845**

产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC-P
推荐浓度	
理论分子量	51kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	HepG2,Mouse spleen,Mouse liver,Mouse kidney
细胞定位	Mitochondrion inner membrane
纯化	

抗原信息


抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	This gene encodes the penultimate enzyme of heme biosynthesis, which catalyzes the 6-electron oxidation of protoporphyrinogen IX to form protoporphyrin IX. Mutations in this gene cause variegate porphyria, a n autosomal dominant disorder of heme metabolism resulting from a deficiency in protoporphyrinogen oxidase, an enzyme located on the inner mitochondrial membrane. Alternatively spliced transcript variants encoding the same protein have been identified.
基因ID	5498
基因名	PPOX
Swiss	P50336

别名	PPOX (YD34618)
----	----------------

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn