

— ABLYBIO, Help Your Research



PIGR (YD34770) Rabbit mAb

货号: **AYD11846**

产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IP
推荐浓度	
理论分子量	83kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	HepG2,Rat liver,Mouse lung,Mouse liver
细胞定位	Cell membrane, Secreted
纯化	亲和纯化

抗原信息


抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	This gene is a member of the immunoglobulin superfamily. The encoded poly-Ig receptor binds polymeric immunoglobulin molecules at the basolateral surface of epithelial cells; the complex is then transported across the cell to be secreted at the apical surface. A significant association was found between immunoglobulin A nephropathy and several SNPs in this gene.
------	--

基因ID	5284
基因名	PIGR
Swiss	P01833 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/P01833/entry)
别名	PIGR (YD34770),PIGR (YD34770) Rabbit mAb,PIGR,Hepatocellular carcinoma-associated protein TB6

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)