

Phospho-mTOR (Ser2448) (YD18462) Rabbit mAb

货号: **AYD11887**

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC-P
推荐浓度	
理论分子量	289kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	K-562,C6
细胞定位	Lysosome membrane, Endoplasmic reticulum membrane, Golgi apparatus membrane, Cell membrane, Mitochondrion outer membrane, Cytoplasm, Nucleus, PML body, Microsome membrane, Cytoplasmic vesicle, phagosome
纯化	

抗原信息



抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	The protein encoded by this gene belongs to a family of phosphatidylinositol kinase-related kinases. These kinases mediate cellular responses to stresses such as DNA damage and nutrient deprivation. This protein acts as the target for the cell-cycle arrest and immunosuppressive effects of the FKBP12-rapamycin complex. The ANGPTL7 gene is located in an intron of this gene.
基因ID	2475

基因名	MTOR
Swiss	P42345
别名	Phospho-mTOR (Ser2448) (YD18462)

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn