

UFC1 (YD15255) Rabbit mAb

货号: **AYD11904**

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC-P
推荐浓度	
理论分子量	19kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	U-87MG,A-549,Mouse brain,Mouse kidney
细胞定位	
纯化	



抗原信息

抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	UFC1 is an E2-like conjugating enzyme for ubiquitin-fold modifier-1 (UFM1; MIM 610553) (Komatsu et al., 2004 [PubMed 15071506]).[supplied by OMIM, Mar 2008]
基因ID	51506
基因名	UFC1
Swiss	Q9Y3C8
别名	UFC1 (YD15255)

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn