

CDC123 (YD32507) Rabbit mAb

货号: **AYD11916**

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB FC
推荐浓度	
理论分子量	39kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	HeLa,A431,HT-29,293T,Mouse lung,Rat kidney
细胞定位	Cytoplasm
纯化	


抗原信息

抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	Required for S phase entry of the cell cycle.
基因ID	8872
基因名	CDC123
Swiss	O75794
别名	CDC123 (YD32507)

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn