

— ABLYBIO, Help Your Research



MTX3 (YD13356) Rabbit mAb

货号: **AYD11932**

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	
理论分子量	35kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	Mitochondrion, Mitochondrion outer membrane
纯化	亲和纯化

抗原信息



抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	Could function in transport of proteins into the mitochondrion
基因ID	345778

基因名	MTX3
Swiss	Q5HYI7 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q5HYI7/entry)
别名	MTX3 (YD13356),MTX3 (YD13356) Rabbit mAb,MTX3

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)