

# Villin (YD12125) Rabbit mAb

货号: **AYD11937**

## 产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC-P
推荐浓度	
理论分子量	93kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	HT-29,HepG2,Mouse kidney,Mouse small intestine
细胞定位	Cytoplasm, cytoskeleton, Cell projection, lamellipodium, ruffle, microvillus, filopodium tip, filopodium
纯化	

## 抗原信息


抗原信息	
------	--

## 靶点信息

研究背景	This gene encodes a member of a family of calcium-regulated actin-binding proteins. This protein represents a dominant part of the brush border cytoskeleton which functions in the capping, severing, and bundling of actin filaments. Two mRNAs of 2.7 kb and 3.5 kb have been observed; they result from utilization of alternate poly-adenylation signals present in the terminal exon.
基因ID	7429
基因名	VIL1
Swiss	P09327

别名	Villin (YD12125)
----	------------------

## 产品验证



## 实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn)