

REA (YD19681) Rabbit mAb

货号: **AYD11954**

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC-P ICC/IF FC
推荐浓度	
理论分子量	33kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	BT-474,22Rv1,293T,HepG2,A-549,Mouse heart,Mouse liver,Rat heart,Rat liver
细胞定位	Mitochondrion inner membrane, Cytoplasm, Nucleus, Cell membrane
纯化	



抗原信息

抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	Protein with pleiotropic attributes mediated in a cell-compartment- and tissue-specific manner, which include the plasma membrane-associated cell signaling functions, mitochondrial chaperone, and transcriptional co-regulator of transcription factors and sex steroid hormones in the nucleus.
基因ID	11331
基因名	PHB2
Swiss	Q99623
别名	REA (YD19681)

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn