

# GRK6 (YD34035) Rabbit mAb

货号: **AYD11959**

## 产品信息

反应	Human,Mouse
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	
理论分子量	66kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	MCF7,Jurkat,293T
细胞定位	Membrane
纯化	

## 抗原信息




抗原信息	
------	--

## 靶点信息

研究背景	This gene encodes a member of the guanine nucleotide-binding protein (G protein)-coupled receptor kinase subfamily of the Ser/Thr protein kinase family. The protein phosphorylates the activated forms of G protein-coupled receptors thus initiating their deactivation. Several transcript variants encoding different isoforms have been described for this gene.
基因ID	2870
基因名	GRK6
Swiss	P43250

别名	GRK6 (YD34035)
----	----------------

### 产品验证



### 实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn)