

— ABLYBIO, Help Your Research



# SFRP4 (YD14350) Rabbit mAb

货号: **AYD11993**

## 产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC-P ICC/IF FC
推荐浓度	
理论分子量	40kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	HepG2,293T,HeLa,HO-8910
细胞定位	Secreted
纯化	亲和纯化

## 抗原信息



抗原信息	
------	--

## 靶点信息

研究背景	Secreted frizzled-related protein 4 (SFRP4) is a member of the SFRP family that contains a cysteine-rich domain homologous to the putative Wnt-binding site of Frizzled proteins. SFRPs act as soluble modulators of Wnt signaling. The expression of SFRP4 in ventricular myocardium correlates with apoptosis related gene expression.
------	--

基因ID	6424
基因名	SFRP4
Swiss	Q6FHJ7 ( <a href="https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q6FHJ7/entry">https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q6FHJ7/entry</a> )
别名	SFRP4 (YD14350),SFRP4 (YD14350) Rabbit mAb,SFRP4,Frizzled protein,human endometrium,FRPHE

## 产品验证



## 实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn) (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)