

SFRP4 (YD14350) Rabbit mAb

货号: **AYD11993**

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC-P ICC/IF FC
推荐浓度	
理论分子量	40kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	HepG2,293T,HeLa,HO-8910
细胞定位	Secreted
纯化	

抗原信息



抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	Secreted frizzled-related protein 4 (SFRP4) is a member of the SFRP family that contains a cysteine-rich domain homologous to the putative Wnt-binding site of Frizzled proteins. SFRPs act as soluble modulators of Wnt signaling. The expression of SFRP4 in ventricular myocardium correlates with apoptosis related gene expression.
基因ID	6424
基因名	SFRP4
Swiss	Q6FHJ7

别名	SFRP4 (YD14350)
----	-----------------

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn