

# TCTP (YD18283) Rabbit mAb

货号: **AYD12001**

## 产品信息

|       |   |
|-------|---|
| 反应    | Human,Mouse,Rat   |
| 宿主    | Rabbit  |
| 克隆性   | Monoclonal  |
| 预测反应  |   |
| 应用    | WB ICC/IF FC  |
| 推荐浓度  |   |
| 理论分子量 | 20kDa   |
| 实测分子量 |   |
| 形式    | Liquid  |
| 保存条件  | Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles.<br>Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3. |
| 偶联物   | Unconjugated  |
| 阳性对照  | SW480,MCF7,K-562,THP-1,U-251MG,293T,HepG2,Mouse kidney  |
| 细胞定位  | Cytoplasm   |
| 纯化    |   |

## 抗原信息



|      |  |
|------|--|
| 抗原信息 |  |
|------|--|

## 靶点信息

|       |  |
|-------|--|
| 研究背景  | Involved in calcium binding and microtubule stabilization. |
| 基因ID  | 7178   |
| 基因名   | TPT1   |
| Swiss | P13693   |
| 别名    | TCTP (YD18283)   |

## 产品验证

---



## 实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn)