

— ABLYBIO, Help Your Research



# DNAJA4 (YD14826) Rabbit mAb

货号: **AYD12010**

## 产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB FC IP
推荐浓度	
理论分子量	45kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	THP-1,Mouse heart,Rat heart,Mouse brain
细胞定位	Membrane
纯化	亲和纯化

## 抗原信息



抗原信息	
------	--

## 靶点信息

研究背景	Enables chaperone binding activity and unfolded protein binding activity. Involved in several processes, including negative regulation of endothelial cell migration; negative regulation of inclusion body assembly; and protein refolding. Located in cytosol and membrane.
------	---

基因ID	55466
基因名	DNAJA4
Swiss	Q8WW22 ( <a href="https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q8WW22/entry">https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q8WW22/entry</a> )
别名	DNAJA4 (YD14826),DNAJA4 (YD14826) Rabbit mAb,DNAJA4

## 产品验证



## 实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn) (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)