

# Fragilis (YD18841) Rabbit mAb

货号: **AYD12028**

## 产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC-P
推荐浓度	
理论分子量	15kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	HeLa
细胞定位	Cell membrane, Late endosome membrane, Early endosome membrane, Lysosome membrane, Cytoplasm, perinuclear region
纯化	

## 抗原信息



抗原信息	
------	--

## 靶点信息

研究背景	The protein encoded by this gene is an interferon-induced membrane protein that helps confer immunity to influenza A H1N1 virus, West Nile virus, and dengue virus. Two transcript variants, only one of them protein-coding, have been found for this gene. Another variant encoding an N-terminally truncated isoform has been reported, but the full-length nature of this variant has not been determined.
基因ID	10410
基因名	IFITM3
Swiss	Q01628

别名	Fragilis (YD18841)
----	--------------------

## 产品验证



## 实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn)