

# FCGR1A (YD13064) Rabbit mAb

货号: **AYD12055**

## 产品信息

|       |   |
|-------|---|
| 反应    | Human   |
| 宿主    | Rabbit  |
| 克隆性   | Monoclonal  |
| 预测反应  |   |
| 应用    | WB IP   |
| 推荐浓度  |   |
| 理论分子量 | 43kDa   |
| 实测分子量 |   |
| 形式    | Liquid  |
| 保存条件  | Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles.<br>Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3. |
| 偶联物   | Unconjugated  |
| 阳性对照  | RAW264.7,Mouse liver,Rat lung   |
| 细胞定位  | Cell membrane   |
| 纯化    |   |

## 抗原信息


|      |  |
|------|--|
| 抗原信息 |  |
|------|--|

## 靶点信息

|       |   |
|-------|---|
| 研究背景  | This gene encodes a protein that plays an important role in the immune response. This protein is a high-affinity Fc-gamma receptor. The gene is one of three related gene family members located on chromosome 1. |
| 基因ID  | 2209  |
| 基因名   | FCGR1A  |
| Swiss | P12314  |
| 别名    | FCGR1A (YD13064)  |

## 产品验证

---



## 实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn)