

MED4 (YD35952) Rabbit mAb

货号: **AYD12072**

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC-P ICC/IF
推荐浓度	
理论分子量	30kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Jurkat,SH-SY5Y,HL-60,SW480,HT-1080
细胞定位	Nucleus
纯化	



抗原信息

抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	This gene encodes a component of the Mediator complex. The Mediator complex interacts with DNA-binding gene-specific transcription factors to modulate transcription by RNA polymerase II. Alternatively spliced transcript variants encoding multiple isoforms have been observed for this gene.
基因ID	29079
基因名	MED4
Swiss	Q9NPJ6
别名	MED4 (YD35952)

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn