

— ABLYBIO, Help Your Research



SH2B3 (YD34422) Rabbit mAb

货号: **AYD12079**

产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	
理论分子量	63kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	
纯化	亲和纯化

抗原信息


抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	Links T-cell receptor activation signal to phospholipase C-gamma-1, GRB2 and phosphatidylinositol 3-kinase
基因ID	10019

基因名	SH2B3
Swiss	Q9UQQ2 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q9UQQ2/entry)
别名	SH2B3 (YD34422),SH2B3 (YD34422) Rabbit mAb,SH2B3,Lymphocyte adapter protein,Lymphocyte-specific adapter protein Lnk,Signal transduction protein Lnk,LNK

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)