

— ABLYBIO, Help Your Research



# Centaurin beta 2 (YD14951) Rabbit mAb

货号: **AYD12100**

## 产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB FC
推荐浓度	
理论分子量	88kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	Cell membrane, Endosome membrane
纯化	亲和纯化

## 抗原信息


抗原信息	
------	--

## 靶点信息

研究背景	GTPase-activating protein (GAP) for ADP ribosylation factor 6 (ARF6). Doesn't show GAP activity for RAB35 (PubMed:30905672)
基因ID	23527

基因名	ACAP2
Swiss	Q15057 ( <a href="https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q15057/entry">https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q15057/entry</a> )
别名	Centaurin beta 2 (YD14951),Centaurin beta 2 (YD14951) Rabbit mAb,ACAP2,Centaurin-beta-2,CENTB2,KIAA0041

## 产品验证



## 实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn) (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)