

— ABLYBIO, Help Your Research



POLD1 (YD11844) Rabbit mAb

货号: **AYD12112**

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC-P ICC/IF FC
推荐浓度	
理论分子量	124kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	HeLa,SW480,Mouse spleen
细胞定位	Nucleus
纯化	亲和纯化

抗原信息




抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	This gene encodes the 125-kDa catalytic subunit of DNA polymerase delta. DNA polymerase delta possesses both polymerase and 3' to 5' exonuclease activity and plays a critical role in DNA replication and repair. Alternatively spliced transcript variants have been observed for this gene, and a pseudogene of this gene is located on the long arm of chromosome 6.
------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

基因ID	5424
基因名	POLD1
Swiss	P28340 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/P28340/entry)
别名	POLD1 (YD11844),POLD1 (YD11844) Rabbit mAb,POLD1,3'-5' exodeoxyribonuclease,DNA polymerase sub unit delta p125,POLD

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)