

DAP1 (YD13381) Rabbit mAb

货号: **AYD12136**

产品信息

反应	Human,Mouse
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC-P ICC/IF
推荐浓度	
理论分子量	11kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	HeLa,NIH/3T3,293T,Rat testis
细胞定位	
纯化	



抗原信息

抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	This gene encodes a basic, proline-rich, 15-kD protein. The protein acts as a positive mediator of program med cell death that is induced by interferon-gamma. Alternatively spliced transcript variants encoding distinct isoforms have been found for this gene.
基因ID	1611
基因名	DAP
Swiss	P51397
别名	DAP1 (YD13381)

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn