

— ABLYBIO, Help Your Research



Mesothelin (YD19559) Rabbit mAb

货号: **AYD12141**

产品信息

反应	Mouse
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB FC IP
推荐浓度	
理论分子量	69kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	Cell membrane, Golgi apparatus, Secreted
纯化	亲和纯化

抗原信息


抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	Membrane-anchored forms may play a role in cellular adhesion
基因ID	56047

基因名	Msln
Swiss	Q61468 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q61468/entry)
别名	Mesothelin (YD19559), Mesothelin (YD19559) Rabbit mAb, Msln, Pre-pro-megakaryocyte-potentiating factor, Mes, Mpf

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)