

— ABLYBIO, Help Your Research



Phospho-c Myb (Ser11) (YD13768) Rabbit mAb

货号: **AYD12149**

产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC-P IP
推荐浓度	
理论分子量	72kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	Nucleus
纯化	亲和纯化

抗原信息



抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	Transcriptional activator; DNA-binding protein that specifically recognize the sequence 5'-YAAC[GT]G-3'. PI ays an important role in the control of proliferation and differentiation of hematopoietic progenitor cells
基因ID	4602

基因名	MYB
Swiss	P10242 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/P10242/entry)
别名	Phospho-c Myb (Ser11) (YD13768),Phospho-c Myb (Ser11) (YD13768) Rabbit mAb,MYB,Proto-oncogene c-Myb

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)