

— ABLYBIO, Help Your Research



SNRPD3 (YD14873) Rabbit mAb

货号: **AYD12162**

产品信息

反应	Human,Mouse
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	
理论分子量	14kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	HT-29,DU145,Mouse brain,Mouse liver,Rat pancreas
细胞定位	Cytoplasm, cytosol, Nucleus
纯化	亲和纯化

抗原信息


抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	This gene encodes a core component of the spliceosome, which is a nuclear ribonucleoprotein complex that functions in pre-mRNA splicing. Alternative splicing results in multiple transcript variants.
------	--

基因ID	6634
基因名	SNRPD3
Swiss	P62318 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/P62318/entry)
别名	SNRPD3 (YD14873),SNRPD3 (YD14873) Rabbit mAb,SNRPD3,snRNP core protein D3

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)