

# RAC3 (YD19549) Rabbit mAb

货号: **AYD12196**

## 产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC-P
推荐浓度	
理论分子量	21kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	BT-474,HL-60,Human placenta,Mouse lung,Mouse brain,Mouse thymus
细胞定位	Cytoplasm, Endomembrane system, Cell projection, lamellipodium, perinuclear region, Cell membrane, cytoskeleton
纯化	

## 抗原信息



抗原信息	
------	--

## 靶点信息

研究背景	The protein encoded by this gene is a GTPase which belongs to the RAS superfamily of small GTP-binding proteins. Members of this superfamily appear to regulate a diverse array of cellular events, including the control of cell growth, cytoskeletal reorganization, and the activation of protein kinases. Alternative splicing results in multiple transcript variants.
基因ID	5881
基因名	RAC3
Swiss	P60763

别名	RAC3 (YD19549)
----	----------------

## 产品验证



## 实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn)