

— ABLYBIO, Help Your Research



TMEM9B (YD14816) Rabbit mAb

货号: **AYD12206**

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB ICC/IF
推荐浓度	
理论分子量	23kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	Lysosome membrane, Early endosome membrane
纯化	亲和纯化

抗原信息





抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	Enhances production of pro-inflammatory cytokines induced by TNF, IL1B, and TLR ligands. Has a role in TNF activation of both the NF-kappaB and MAPK pathways
基因ID	56674

基因名	TMEM9B
Swiss	Q9NQ34 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q9NQ34/entry)
别名	TMEM9B (YD14816),TMEM9B (YD14816) Rabbit mAb,TMEM9B,C11orf15

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)