

— ABLYBIO, Help Your Research



# MTAP (YD34071) Rabbit mAb

货号: **AYD12222**

## 产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	
理论分子量	31kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	HeLa,HT-29,A-549,NIH/3T3
细胞定位	Cytoplasm, Nucleus
纯化	亲和纯化

## 抗原信息



抗原信息	
------	--

## 靶点信息

研究背景	This gene encodes an enzyme that plays a major role in polyamine metabolism and is important for the salvage of both adenine and methionine. The encoded enzyme is deficient in many cancers because this gene and the tumor suppressor p16 gene are co-deleted. Multiple alternatively spliced transcript variants have been described for this gene, but their full-length natures remain unknown.
------	--

基因ID	4507
基因名	MTAP
Swiss	Q13126 ( <a href="https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q13126/entry">https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q13126/entry</a> )
别名	MTAP (YD34071),MTAP (YD34071) Rabbit mAb,MTAP,5'-methylthioadenosine phosphorylase,MSAP

## 产品验证



## 实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn) (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)