

PCYT1A (YD13174) Rabbit mAb

货号: **AYD12241**

产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB ICC/IF
推荐浓度	
理论分子量	42kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	HeLa,HepG2,Mouse testis,Mouse brain
细胞定位	Cytoplasm, cytosol, Membrane, Endoplasmic reticulum membrane, Nucleus
纯化	




抗原信息

抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	This gene belongs to the cytidyltransferase family and is involved in the regulation of phosphatidylcholine biosynthesis. Mutations in this gene are associated with spondylometaphyseal dysplasia with cone-rod dystrophy. Alternatively spliced transcript variants have been found for this gene.
基因ID	5130
基因名	PCYT1A
Swiss	P49585
别名	PCYT1A (YD13174)

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn