

SOX10 (YD12130) Rabbit mAb

货号: **AYD12273**

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	IHC-P
推荐浓度	
理论分子量	50kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Rat heart
细胞定位	Cytoplasm, Nucleus, Mitochondrion outer membrane
纯化	

抗原信息


抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	This gene encodes a member of the SOX (SRY-related HMG-box) family of transcription factors involved in the regulation of embryonic development and in the determination of the cell fate. The encoded protein may act as a transcriptional activator after forming a protein complex with other proteins. This protein acts as a nucleocytoplasmic shuttle protein and is important for neural crest and peripheral nervous system development. Mutations in this gene are associated with Waardenburg-Shah and Waardenburg-Hirschsprung disease.
基因ID	6663
基因名	SOX10

Swiss	P56693
别名	SOX10 (YD12130)

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn