

RAIDD (YD12922) Rabbit mAb

货号: **AYD12283**

产品信息

反应	Human,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	
理论分子量	23kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	HepG2,293T,K-562
细胞定位	Cytoplasm, Nucleus
纯化	

抗原信息


抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	This gene encodes a protein containing a death domain (DD) motif. This protein recruits caspase 2/ICH1 to the cell death signal transduction complex, which includes tumor necrosis factor receptor 1 (TNFR1A) and RIPK1/RIP kinase, and acts in promoting apoptosis. A mutation in this gene was associated with mental retardation. A related pseudogene is found on chromosome 3. Alternative splicing results in multiple transcript variants.
基因ID	8738
基因名	CRADD
Swiss	P78560

别名	RAIDD (YD12922)
----	-----------------

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn