

# HA tag (YD20499) Rabbit mAb

货号: **AYD12285**

## 产品信息

反应	Transfected
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	<a href="#">WB</a> <a href="#">IHC-P</a> <a href="#">ICC/IF</a> <a href="#">FC</a> <a href="#">IP</a>
推荐浓度	
理论分子量	
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	
纯化	


## 抗原信息

抗原信息	
------	--

## 靶点信息

研究背景	
基因ID	
基因名	
Swiss	
别名	HA tag (YD20499)

## 产品验证



## 实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn)