

# TTFM (YD15199) Rabbit mAb

货号: **AYD12292**

## 产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB ICC/IF
推荐浓度	
理论分子量	35kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	HepG2,HeLa,Jurkat,U-251MG,Mouse heart,Mouse liver,Rat liver
细胞定位	Mitochondrion matrix
纯化	

## 抗原信息


抗原信息	
------	--

## 靶点信息

研究背景	This gene encodes a mitochondrial translation elongation factor. The encoded protein is an enzyme that catalyzes the exchange of guanine nucleotides on the translation elongation factor Tu during the elongation step of mitochondrial protein translation. Mutations in this gene are associated with combined oxidative phosphorylation deficiency-3 syndrome. Alternate splicing results in multiple transcript variants.
基因ID	10102
基因名	TTFM
Swiss	P43897

别名	TSMF (YD15199)
----	----------------

## 产品验证



## 实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn)