

— ABLYBIO, Help Your Research



# CD134 (YD17056) Rabbit mAb

货号: **AYD12315**

## 产品信息

反应	Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC-P FC IP
推荐浓度	
理论分子量	30kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	Membrane
纯化	亲和纯化

## 抗原信息


抗原信息	
------	--

## 靶点信息

研究背景	Receptor for TNFSF4/OX40L/GP34. Is a costimulatory molecule implicated in long-term T-cell immunity (B y similarity)
基因ID	3134

基因名	Tnfrsf4
Swiss	P47741 ( <a href="https://www.uniprot.org/uniprotkb/P47741/entry">https://www.uniprot.org/uniprotkb/P47741/entry</a> )
别名	CD134 (YD17056),CD134 (YD17056) Rabbit mAb,Tnfrsf4,OX40 antigen,OX40L receptor,Ox40,Txgp1

## 产品验证



## 实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn) (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)