

— ABLYBIO, Help Your Research



F5 (YD14662) Rabbit mAb

货号: **AYD12321**

产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	
理论分子量	252kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	Secreted
纯化	亲和纯化

抗原信息

抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	Central regulator of hemostasis. It serves as a critical cofactor for the prothrombinase activity of factor X a that results in the activation of prothrombin to thrombin
基因ID	2153

基因名	F5
Swiss	P12259 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/P12259/entry)
别名	F5 (YD14662),F5 (YD14662) Rabbit mAb,F5,Activated protein C cofactor,Proaccelerin,labile factor

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)