

— ABLYBIO, Help Your Research



COL18A1 (YD19191) Rabbit mAb

货号: **AYD12326**

产品信息

反应	Mouse
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	
理论分子量	182kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	Secreted, extracellular space, extracellular matrix, basement membrane
纯化	亲和纯化

抗原信息

抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	Probably plays a major role in determining the retinal structure as well as in the closure of the neural tube
基因ID	3134

基因名	Col18a1
Swiss	P39061 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/P39061/entry)
别名	COL18A1 (YD19191),COL18A1 (YD19191) Rabbit mAb,Col18a1

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)