

— ABLYBIO, Help Your Research



Cre recombinase (YD31774) Rabbit mAb

货号: **AYD12346**

产品信息

反应	
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	
理论分子量	39kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	
纯化	亲和纯化

抗原信息

抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	Catalyzes site-specific recombination between two 34-base-pair LOXP sites. Its role is to maintain the phage genome as a monomeric unit-copy plasmid in the lysogenic state
基因ID	3134

基因名	cre
Swiss	P06956 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/P06956/entry)
别名	Cre recombinase (YD31774), Cre recombinase (YD31774) Rabbit mAb, cre

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)