

— ABLYBIO, Help Your Research



MS4A14 (YD20206) Rabbit mAb

货号: **AYD12351**

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	
理论分子量	77kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Rat testis,Rat brain
细胞定位	Membrane
纯化	亲和纯化

抗原信息


抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	Predicted to be integral component of membrane.
基因ID	84689

基因名	MS4A14
Swiss	Q96JA4 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q96JA4/entry)
别名	MS4A14 (YD20206),MS4A14 (YD20206) Rabbit mAb,MS4A14,Testis development protein NYD-SP21,MS4A13,MS4A16

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)