

Cleaved C-terminal GSDMD (YD18883) Rabbit mAb

货号: **AYD12369**

产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	
理论分子量	53kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	A-431,THP-1
细胞定位	Cytoplasm, cytosol, Inflammasome, Cell membrane, Secreted, Mitochondrion membrane, Nucleus
纯化	

抗原信息

抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	Gasdermin D is a member of the gasdermin family. Members of this family appear to play a role in regulation of epithelial proliferation. Gasdermin D has been suggested to act as a tumor suppressor. Alternative ly spliced transcript variants have been described.
基因ID	79792
基因名	GSDMD
Swiss	P57764

别名	Cleaved C-terminal GSDMD (YD18883)
----	------------------------------------

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn