

NEK6 (YD33633) Rabbit mAb

货号: **AYD12380**

产品信息

反应	Human,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	
理论分子量	36kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	293T,K-562,Mouse lung,Mouse brain,Rat brain
细胞定位	Cytoplasm, Nucleus, Nucleus speckle, cytoskeleton, microtubule organizing center, centrosome, spindle pole
纯化	

抗原信息



抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	The protein encoded by this gene is a kinase required for progression through the metaphase portion of mitosis. Inhibition of the encoded protein can lead to apoptosis. This protein also can enhance tumorigenesis by suppressing tumor cell senescence. Several transcript variants encoding a few different isoforms have been found for this gene. [provided by RefSeq, Oct 2011]
基因ID	10783
基因名	NEK6
Swiss	Q9HC98

别名	NEK6 (YD33633)
----	----------------

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn