

CD62L/L-selectin (YD33290) Rabbit mAb

货号: **AYD12383**

产品信息

反应	Mouse
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB FC
推荐浓度	
理论分子量	42kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	Cell membrane
纯化	

抗原信息

抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	Calcium-dependent lectin that mediates cell adhesion by binding to glycoproteins on neighboring cells. Mediates the adherence of lymphocytes to endothelial cells of high endothelial venules in peripheral lymph nodes (PubMed:1693096). Promotes initial tethering and rolling of leukocytes in endothelia (By similarity)
基因ID	3134
基因名	Sell
Swiss	P18337
别名	CD62L/L-selectin (YD33290)

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn