

CD43 (YD16001) Rabbit mAb

货号: **AYD12390**

产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC-P ICC/IF FC
推荐浓度	
理论分子量	40kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	U-937,Mouse spleen,Rat thymus
细胞定位	Membrane, Cell projection, microvillus, uropodium, Nucleus, PML body
纯化	

抗原信息


抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	The protein encoded by this gene is a major sialoglycoprotein found on the surface of thymocytes, T lymphocytes, monocytes, granulocytes, and some B lymphocytes. It may be part of a physiologic ligand-receptor complex involved in T-cell activation. During T-cell activation, this protein is actively removed from the T-cell-APC (antigen-presenting cell) contact site, suggesting a negative regulatory role in adaptive immune response.
基因ID	6693
基因名	SPN
Swiss	P16150

别名	CD43 (YD16001)
----	----------------

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn