

CDIN1 (YD18614) Rabbit mAb

货号: **AYD12410**

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IP
推荐浓度	
理论分子量	32kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	Nucleus, Cytoplasm
纯化	

抗原信息

抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	Plays a role in erythroid cell differentiation
基因ID	84529
基因名	CDIN1
Swiss	Q9Y2V0
别名	CDIN1 (YD18614)

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn