

— ABLYBIO, Help Your Research



B7-H6 (YD31160) Rabbit mAb

货号: **AYD12422**

产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	
理论分子量	51kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	Cell membrane
纯化	亲和纯化

抗原信息


抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	Triggers NCR3-dependent natural killer cell activation
基因ID	374383

基因名	NCR3LG1
Swiss	Q68D85 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q68D85/entry)
别名	B7-H6 (YD31160),B7-H6 (YD31160) Rabbit mAb,NCR3LG1,B7 homolog 6,B7H6

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)