

— ABLYBIO, Help Your Research



AP-A (YD34665) Rabbit mAb

货号: **AYD12425**

产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC-P
推荐浓度	
理论分子量	109kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	Cell membrane
纯化	亲和纯化

抗原信息

抗原信息	
------	--


靶点信息

研究背景	Regulates central hypertension through its calcium-modulated preference to cleave N-terminal acidic residues from peptides such as angiotensin II
基因ID	2028

基因名	ENPEP
Swiss	Q07075 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q07075/entry)
别名	AP-A (YD34665),AP-A (YD34665) Rabbit mAb,ENPEP,Aminopeptidase A,Differentiation antigen gp160

产品验证

Human Fetal Kidney



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)