

AP-A (YD34665) Rabbit mAb

货号: **AYD12425**

产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC-P
推荐浓度	
理论分子量	109kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	Cell membrane
纯化	


抗原信息

抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	Regulates central hypertension through its calcium-modulated preference to cleave N-terminal acidic residues from peptides such as angiotensin II
基因ID	2028
基因名	ENPEP
Swiss	Q07075
别名	AP-A (YD34665)

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn