

Androgen Receptor(AR-V7 specific) (YD11838) Rabbit mAb

货号: AYD12427

产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB ICC/IF FC
推荐浓度	
理论分子量	67kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	
纯化	

抗原信息


抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	Lacks the C-terminal ligand-binding domain and therefore constitutively regulates the transcription of a specific set of canonical AR-target genes, including PSA/KLK3 and TMPRSS2, independently of steroid hormones (PubMed:19244107, PubMed:25008967). However, some genes are differentially regulated by full-length AR (isoform 1) and isoform 3. Isoform 3-specific target genes may be regulated independently of FOXA1 expression (PubMed:25008967)
基因ID	
基因名	AR

Swiss	P10275-3
别名	Androgen Receptor(AR-V7 specific) (YD11838)

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn