

ARFRP1 (YD11549) Rabbit mAb

货号: **AYD12449**

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB ICC/IF
推荐浓度	
理论分子量	23kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	HepG2,PC-3,HeLa,Mouse liver,Mouse heart,Rat lung
细胞定位	Golgi apparatus, trans-Golgi network
纯化	

抗原信息



抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	The protein encoded by this gene is a membrane-associated GTP-ase which localizes to the plasma membrane and is related to the ADP-ribosylation factor (ARF) and ARF-like (ARL) proteins. This gene plays a role in membrane trafficking between the trans-Golgi network and endosomes. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been identified.
基因ID	10139
基因名	ARFRP1
Swiss	Q13795

别名	ARFRP1 (YD11549)
----	------------------

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn